

持針器

MDS-180

▶保持部／超硬溶射付
指定縫合糸／6-0～8-0
指定縫合針／φ0.14～φ0.33mm



0.8mm

直
サイズ／180mm
注文コード 32401
標準価格 ¥76,000
ラチェット付
キャンペーン対象外

Product information

硬膜用としても使用が可能です。

回転操作性のよい円形ハンドル

- ラチェットを閉じた時のハンドル形状が円形に近くなるため、指先での回転操作性に優れています。

MDS-180



従来品



医療機器届出番号 11B1X1000630D018
一般名称 持針器 販売名 持針器 MDS

持針器・ピンセット

マイクロピンセット

MDS-180

▶保持部／超硬溶射付
縫合糸保持許容サイズ／6-0～8-0mm




直
サイズ／180mm
注文コード 32421
標準価格 ¥68,000
キャンペーン対象外

先端精度



- 先端が点ではなく、面で合わせり微細な組織、縫合糸を確実に保持します。

操作性



- ハンドル部に開閉距離を一定に保つストッパーがついています。過度な先端の開きと握りこみを防ぎ、スムーズに操作できます。

医療機器届出番号 11B1X1000636D023
一般名称 ピンセット 販売名 ピンセット MDS

YDM 整形外科 SELECT

11