

尊厳

介護する人 される人
言葉にできない臭いと湿気

機能性

Silica Clean® SONGEN シリーズ



導尿バッグ用
携帯バッグ(大)

導尿バッグを 使用される方の 気になるニオイを解決します!

導尿バッグ カバー

選べる
3タイプ



導尿バッグ用
ベッド脇に最適

※導尿チューブカバーは別売りです


導尿バッグに上から被せて使用します。
シリカクリンによりニオイとムレを解消。
特許出願中の「シリカクリン ach-de」加工
100回洗濯しても抗菌効果は持続し、
繰り返し使用出来て経済的です。

導尿バッグカバー使用方法




導尿バッグカバーは2つ折り、
携帯用導尿カバーは、バッグを中央に置いて
包み込むだけ。カンタンに利用ができ、ニオイ
とムレは、シャットアウトできます。

消臭・吸湿力抜群!!



本製品はニオイ成分と湿気をしっかりと吸着します。
トップ生地は日本製の柔らかいメッシュ生地。良質のシリカゲルを使用しており、
天日干し、乾燥させることで機能が再生します。



レッグサポーター

小型の導尿バッグを装着する際に
使用する事でニオイとムレを
除去します。

※導尿チューブカバーは別売りです



導尿チューブカバー

導尿バッグカバーにプラスするこ
とで更に機能向上。
導尿チューブに通して使用するこ
とでプライバシーを守りニオイも
抑えます。

尊厳

介護する人 される人
言葉にできない臭いと湿気

機能性

Silica Clean. SONGEN シリーズ

導尿バッグを使用される方の気になるニオイを解決します！

導尿バッグシリーズ



ポケット付き

ベッド脇に最適取り扱いも簡単



バッグをカバーで包みこむ

導尿バッグカバー

導尿バッグに被せてプライバシーを保護。
ベッド脇のニオイとムレを素早く取り除きます。

仕様

- 特許出願中の「シリカクリン ach-de (エチュード)」加工
- 素材:ナイロン・コットン・シリカゲル
- 内材に消臭効果と吸湿効果があります
- 本体:約 W395mm×H340mm×D8mm
- ※導尿チューブカバーは別売りです



肩にかけて
動きもスムーズに



バッグを包む

導尿バッグ用携帯バッグ

導尿バッグ用おでかけホルダー

導尿バッグに被せてプライバシーを保護。
ニオイとムレを素早く取り除きます。

仕様

- 特許出願中の「シリカクリン ach-de (エチュード)」加工
- 素材:ナイロン・コットン・シリカゲル
- 内材に消臭効果と吸湿効果があります
- 本体:約 W340mm×H360mm×D50mm/ベルト:最長190mm
- ※導尿チューブカバーは別売りです



気になる足の
ニオイとムレを除去

レッグサポーター

小型の導尿バッグを装着する際に使用する事で
ニオイとムレを除去します。

仕様

- 特許出願中の「シリカクリン ach-de (エチュード)」加工
- 素材:ポリエステル・シリカゲル
- ポリウレタン素材でしっかりサポート
- Sサイズ:W210mm×H300mm×D8mm Mサイズ:W250mm×H300mm×D8mm
- ※導尿チューブカバーは別売りです



尿チューブの
入れ方

導尿チューブカバー

導尿チューブに通して使用することで
プライバシーを守り、ニオイも抑えます。

仕様

- 特許出願中の「シリカクリン ach-de (エチュード)」加工
- 素材:ポリエステル抗菌生地・ポリウレタン・シリカゲル
- KB セーレン社製の抗菌生地使用で安心の日本製
- φ20mm×長さ590mm×厚さ2mm

MADE IN JAPAN



SONGEN ページ



導尿バッグカバー
JAN コード



4 562265 325466

導尿バッグ用携帯バッグ
JAN コード



4 562265 325473

レッグサポーター
JAN コード



4 562265 325497

導尿チューブカバー
JAN コード



4 562265 325503

■ 発売元:テクナード株式会社
 ■ 所在地:岐阜県羽島市江吉良町1134-1
 ■ tel:058-393-1525
 ■ fax:058-393-1710
 ■ <https://technad.co.jp/>