



Meeble MBL-01

家庭用電気マッサージ器
ミーブル MBL-01

どんな治療部位にもフィットするバックと、独自のうなり振動によって立体的なマッサージを実現しました。さらに、加温機能により、心地よい使用感を提供します。

操作部はバックに取り付け可能

操作部は片手で操作可能なコンパクトサイズ。操作部をバックに取り付けることで、全ての治療動作をその場で完結させ、省スペース化を実現しました。また、場所を選ばずどこでも治療が可能なので使用シーンが広がります。

かんたん装着

バックカバーをバンドと一体にし、持ち手や2つのオス面ファスナーを備えたことで、装着がより簡単にできるようになりました。

安全性・操作性に配慮した各種機能

- 操作部からのコードを短くして、よじれを防止
- 温度異常検知機能を搭載
- 一般的なコンセントで利用できるACアダプター

軟式バック

柔軟性と装着性を向上させた標準バックは、肩・腰・膝など主要な治療部位に装着可能です。オプションで首バックもご用意しています。

バックカバーは洗濯が可能です。



※この機器は一般家庭用です

MBL-01 【MBL01】

おもな仕様

販売名	ミーブル MBL-01		
一般の名称	家庭用電気マッサージ器		
認証番号	303AGBZX00038000		
分類	管理医療機器		
感電保護	クラスⅡ 		
ACアダプター仕様	定格電源: AC 100V 50/60Hz 70VA	定格出力: DC24.0V 1.5A	
定格入力	25W (ヒーター部 18W)		
振動回数	1,200～2,800回/分		
ヒーター最高温度	55℃		
治療モード	パイプ: 弱、中、強 ヒーター: 切、低、中、高		
タイマー	1～30分 (1分単位)		
類別	機械器具 77 パイプレーター		
耐用期間	本体: 8年 (自主基準) バック: 2年 (自主基準)		
使用環境条件	温度: 10～40℃	湿度: 30～75% (結露しないこと)	気圧: 700～1,060hPa
保管環境条件	温度: -10～60℃	湿度: 10～95% (結露しないこと)	気圧: 700～1,060hPa
外形寸法	本体	幅85mm × 縦150mm × 厚み20mm (パネルケースフック含まず)	
	標準バック	縦250mm × 横530mm × 厚み60mm (バンド含まず)	
	首用バック	縦160mm × 横580mm × 厚み75mm (バンド含まず)	
質量	本体	180g (パネルケースフック含まず)	
	標準バック	800g (コード含まず)	
	首用バック	650g (コード含まず)	
身体に直接接する部分の材質	標準バック	ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン	
	首用バック	ポリエステル、ポリウレタン	
使用目的又は効果	あんま、マッサージの代用 (疲労回復、血行を良くする、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす、神経痛や筋肉痛の痛みの緩解)		



※標準バックが最大4枚収納できます

標準付属品

- 【ACN720】 ACアダプター・1個
- 【KEA3424】 パネルケースフック・1個
- 【KBN5171】 SAコードベルト・1個
- ①【YHE352】 リズミーバックF標準 (短)・1個
- ②【KCV6595】 リズミーバックF標準カバー (黄)・1個

専用部品

- 【YHE260】 リズミーバックF標準 (長)・1個
- ③【KCV6589】 リズミーバックF標準カバー (灰)・1個
- ④【KCV6591】 リズミーバックF標準カバー (赤)・1個
- ⑤【KCV6593】 リズミーバックF標準カバー (青)・1個
- ⑥【KCV6597】 リズミーバックF標準カバー (緑)・1個
- ⑦【YHE353】 リズミーバックF首用 (短)・1個
- ⑧【YHE280】 リズミーバックF首用 (長)・1個
- ⑨【KCV6599】 リズミーバックF首用カバー・1個
- 【KBN0271】 マジックバンド短・1個
- 【KBN0260】 マジックバンド長・1個
- 【KBN0248】 マジックバンドワイド・1個
- ⑩【VCV2901】 ボックスバッグL・1個