

## ワンウェイ OWアイソレーションガウン

ラテックス  
フリー

### 使用例

院内感染防止用として **様々なシーン** でご使用いただけます  
病棟・救急・分娩室・簡易的な処置に・面会患者用など

選べる  
3タイプ




<イエロー>



<ブルー>



3タイプ全種類  
カフ付きの袖口で  
バリア性を高める!



※各寸法は下部の規格表をご参考下さい

**レギュラー**

<基布拡大>

撥水

<色>

**【素材】 ポリプロピレン**

イエロー・ブルーの  
2色展開

**SMS**

<基布拡大>

撥水

<色>

**【素材】 SMS不織布**

**AAMIレベル2 水準**

- ▲ 衝撃耐水性 (AATCC42)  $\leq 1.0g$
- ▲ 耐水圧 (JIS L 1092)  $\geq 20cm$

**防水**

<基布拡大>

防水

<色>

**【素材】 ポリプロピレン+ポリエチレン**

腕まわり、前面に  
防水加工を施しています

※上記データは測定値であり保証値ではありません

## ワンウェイ OWアイソレーションガウン

タイプ	品コード	種類	規格 (cm)			素材	外箱入数	単位	JAN
			A(着丈)	B(身巾)	C(袖丈)				
レギュラー	40538	イエロー カフ付 #3	115	68	56.5	ポリプロピレン	200枚入/ケース (10枚(ポリ袋) × 20袋)	枚	4904820405389
	40539	ブルー カフ付 #3	115	68	56.5	ポリプロピレン	200枚入/ケース (10枚(ポリ袋) × 20袋)	枚	4904820405396
SMS	40582	イエロー カフ付 SMS	125	70	57	SMS 不織布	200枚入/ケース (10枚(ポリ袋) × 20袋)	枚	4904820405822
防水	40551	イエロー 防水タイプ #2	125	70	58	ポリプロピレン +ポリエチレン	200枚入/ケース (10枚(ポリ袋) × 20袋)	枚	4904820405518

■お問い合わせ・資料請求先

**amethyst** 大衛株式会社

- |                        |                         |                       |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| □ 札幌 TEL.011-817-3600  | □ 南関東 TEL.03-5981-7180  | □ 広島 TEL.082-211-2166 |
| □ 仙台 TEL.022-225-2745  | □ 名古屋 TEL.052-369-4110  | □ 福岡 TEL.092-622-8415 |
| □ 東京 TEL.03-5981-7180  | □ 学研都市 TEL.072-856-6531 | □ コンシューマ事業本部          |
| □ 北関東 TEL.03-5981-7180 | □ 大阪 TEL.06-6928-7245   | TEL.052-355-2711      |



アメジスト 大衛 検索  
<https://amethyst.co.jp>