

アニマルネッカー商品ラインナップ

ブルー		金属ホック クリア		ソフトエッジ		プチホック	
SS	SN-1	SS	SN-1	SS	SN-1	3S	SN-1
Cat	SN-2	Cat	SN-2	Cat	SN-2	SS	SN-2
S	SN-3	S	SN-3	S	SN-3	Cat	SN-3
CatL	SN-4	CatL	SN-4	CatL	SN-4	S	SN-4
M	SN-5	M	SN-5	M	SN-5	CatL	SN-4
L		L		L		M	SN-5
2L		2L		2L		L	
3L		3L		3L		2L	
4L		4L		4L		3L	
5L		5L		5L		4L	
ツインネッカー		ツインネッカー		ツインネッカー		5L	
				ライトグレーのみ		デสบタイプ5枚	
							
						軽くて柔らかい半透明な素材です。 ※ソフトエッジではありません	

アニマルネッカーの保管上の注意とお願い


- ・保管状態により、未使用でも品質が劣化する場合があります。（保管の際は直射日光・極端な高温と低温は避け、平らな状態でお願いします。）
- ・現像室や塩素系薬品を使用する部屋（場所）には、金属ホックのネッカーを保管されないようにお願いします。
- ・ネッカーのホック部分以外の穴は、首輪に紐で結んだり、フックに引っ掛けて保管するなど、ご自由にお使いください。
- ・本製品は消耗品につき、ご使用後の交換はご容赦願います。

ネッカーの素材について

ペットに傷を生じさせないため比較的やさしい素材を使用しておりますので、輸送中のスレ等で製品にキズが発生することがありますが、ご容赦くださいますようお願いいたします。

ネッカーのしっぽ

金属ホック専用



意匠登録出願中
これは、便利！

サイズ：W130×H620mm
収納数：最大 10 枚
材質：金属ホックブルーと同じ
補足：金属ホックに直接取付けて収納します。

※使用頻度により、金属ホックが磨耗する可能性があります

Necker Box
ネッカー ボックス

ネッカーの収納に便利



3L・SN-3 まで対応！
※ツインネッカーも入ります

サイズ：W670×H570×D200mm
収納数：30 枚程度
対応サイズ：3S～3L、ツインネッカー
SN-1～SN-3
材質：ダンボール、PP(フレーム)
中仕切りファイル：3 枚


天然素材使用
niowa:ZU ニオワーズ

ペットのための消臭剤

空気中に散布しても充分効果はありますが、ペット等の臭いは尿や糞を拭き取りそこにスプレーするとより効果的です。香料等で臭いを包み込む方法と違い瞬間分解します。（濃縮タイプ2本に、専用スプレー容器を1本サービスします）

業務用濃縮タイプ
【1000ml】

2～3 倍に希釈して
使用します。



Menix 株式会社 東京メニックス

〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町 2-1442-8
TEL: 04-2923-8841 FAX: 04-2923-8864

URL <http://www.t-menix.com>

e-mail: info@t-menix.com



Website

Menix

金属ホック



ブルー

厚みがあり丈夫です



クリア

透明で視界良好



キズを付けない
ぶつかった時の音が静か



ソフトエッジ

ソフトな使い心地


色: ライトグレーのみ

プチホック



クリア

軽量でお求めやすい価格



キズを付けない
ぶつかった時の音が静か



ソフトエッジ

軽量でソフトな使い心地


色: ライトグレーのみ

プチホックは東京メニックス独自の方式 (PAT)

ツインネッカー

6L 後継品

保管に便利な 2 分割式



超大型犬用
グレートピレニーズ等

※金属ホック (ブルー・クリア) のみ



スリムネッカー

首が細くて、顔が長い犬種に最適



全 5 種類: SN-1、SN-2、SN-3、SN-4、SN-5
(旧 MD) (旧 MDL)

デスポタイプ


プチホック
(乳白半透明)

5 枚入りの使い捨てになります



素材が柔らかく
軽量で首に負担を
かけません

サイズの表記について



サイズ	首回り	外回り	長さ	適応犬種 あくまで目安ですので、寸法を確認してください	金属ホック				プチホック			
					ブルー・クリア		ソフトエッジ (ライトグレーのみ)		クリア		ソフトエッジ (ライトグレーのみ)	
					単品	お得な 5 枚セット	単品	お得な 5 枚セット	単品	お得な 5 枚セット	単品	お得な 5 枚セット
3S	15 ~ 18 cm	49 ~ 57 cm	9 cm	子猫・子犬					○	○	○	○
SS	17 ~ 20 cm	56 ~ 65 cm	10 cm	子猫・チワワ	○	○	○	○	○	○	○	○
Cat	19 ~ 23 cm	57 ~ 67 cm	12 cm	猫・ヨークシャーテリア	○	○	○	○	○	○	○	○
S	22 ~ 24 cm	82 ~ 91 cm	13 cm	猫・マルチーズ	○	○	○	○	○	○	○	○
CatL	27 ~ 30 cm	87 ~ 96 cm	13 cm	猫 (大型)・パグ	○	○	○	○	○	○	○	○
M	27 ~ 30 cm	96 ~ 106 cm	15 cm	ペキニーズ	○	○	○	○	○	○	○	○
L	30 ~ 36 cm	109 ~ 122 cm	17 cm	柴犬	○	○			○	○		
2L	35 ~ 43 cm	123 ~ 139 cm	19 cm	ビーグル	○	○			○	○		
3L	35 ~ 40 cm	115 ~ 130 cm	22 cm	アフガン・シェルティ	○	○			○	○		
4L	40 ~ 46 cm	108 ~ 124 cm	25 cm	ダルメシアン・紀州犬	○	○			○	○		
5L	41 ~ 46 cm	122 ~ 138 cm	30 cm	レトリバー・ハスキー	○	○			○	○		
ツインネッカー 6L 後継品	51 ~ 56 cm	144 ~ 162 cm	32 cm	グレートピレニーズ	○	○						
SN-1	13 ~ 21 cm	44 ~ 57 cm	13 cm	チワワ・トイプードル	○	○	○	○	○	○	○	○
SN-2 (旧 MD)	21 ~ 29 cm	55 ~ 74 cm	16 cm	ミニチュアダックス	○	○	○	○	○	○	○	○
SN-3 (旧 MDL)	22 ~ 32 cm	66 ~ 91 cm	21 cm	ダックス・イタリアングレイハウンド	○	○	○	○	○	○	○	○
SN-4	25 ~ 37 cm	82 ~ 112 cm	27 cm	アイリッシュテリア・ダルメシアン	○	○	○	○	○	○	○	○
SN-5	30 ~ 46 cm	98 ~ 134 cm	33 cm	サモエド・ドーベルマン	○	○	○	○	○	○	○	○
デスポタイプ (5 枚入り)	17 ~ 23 cm	55 ~ 67 cm	11 cm	子猫・子犬						○		

※一覧表の「○」が販売している製品です