

医療用洗浄剤 LDシリーズ

一次処理

本洗浄

サビ除去

洗浄装置にも使用可能な低発泡多酵素洗浄剤



サビを素早く除去



素早く一次処理



手洗い洗浄
に最適



超音波洗浄
装置での
使用に最適



潤滑・サビ防止

潤滑とサビ防止を
同時処理



消毒・滅菌



医療用洗浄剤 **LD** シリーズ



ご使用にあたっての注意
 ● 使用中に誤って飲み込んだ場合や目に入った場合には、ただちに医師による処置を受けて下さい。
 ● 使用中に気分が悪くなった場合には、ただちに十分な換気を行い、医師による処置を受けて下さい。
 ● 各製品の正しい希釈方法に従ってお使い下さい。
 ● ご使用になる際には、ラベルに記載されている「使用方法」と「注意書き」を厳守して下さい。
 ※改良のため、製品の仕様を予告なく変更する場合があります。

医療用洗剤

LD シリーズ

医療用洗剤 LDシリーズは、人や環境にも優しい洗剤です。安全で効果的な洗浄をするために、多種多彩な洗剤を取り揃え、用途にあった洗剤をご紹介します。

多酵素洗剤 LD-1・LD-1s



4つの酵素を配合し
様々な汚れに対応



器材に優しい
中性タイプ



耐硬水性能

製品情報

●製品名：多酵素洗剤 LD-1 ●JANコード：4571142843375
●容量：4L ●pH：7.5 ●希釈：水10Lに原液75ml ●推奨温度：40℃

●製品名：多酵素洗剤 LD-1s ●JANコード：4571142843368
●容量：1L ●pH：7.5 ●希釈：水10Lに原液75ml ●推奨温度：40℃



対象物（器材）からあらゆる異物（汚れ）を除去することです。これは消毒や滅菌を効果的に行い、かつ器材の機能を維持するうえで非常に重要な役割を果たします。適切な洗浄を行うことが確実な消毒及び確実な滅菌につながります。もしも洗浄が不十分な場合は、消毒効果の減弱及び滅菌不良の原因となるため、すべての使用済み器材は消毒・滅菌前に十分な洗浄を行う必要があります。

潤滑・サビ防止剤 LD-6



器材の動きを
滑らかにし、サビを防止



乾燥促進性能



無色の為視認性向上



製品情報

●製品名：潤滑・サビ防止剤 LD-6 ●JANコード：4571142843405
●容量：4L ●pH：7 ●希釈：LD-6：水=1：20 ●推奨温度：10～40℃

手洗浄用高発泡洗剤 LD-2



高発泡ですすぎの
確認が容易



器材に優しい
中性タイプ



耐硬水性能



製品情報

●製品名：手洗浄用高発泡洗剤 LD-2 ●JANコード：4571142843382
●容量：4L ●pH：7 ●希釈：水10Lに原液75ml ●推奨温度：10～40℃

サビ除去剤 LD-7



ステンレス手術器材の
サビなどを強力に除去



銅や真鍮へも優れた
防錆力を発揮



桃色透明の為
優れた視認性



製品情報

●製品名：サビ除去剤 LD-7 ●JANコード：4571142845898
●容量：4L ●pH：1 ●希釈：LD-7：水=1：1～1：7 ●推奨温度：10～40℃

超音波洗浄装置用洗剤 LD-3



超音波洗浄装置で使用
可能な低発泡タイプ



器材に優しい
中性タイプ



耐硬水性能

製品情報

●製品名：超音波洗浄装置用洗剤 LD-3 ●JANコード：4571142843399
●容量：4L ●pH：7.5 ●希釈：水10Lに原液30ml ●推奨温度：20～50℃

手術器材用スプレー洗剤 LD-10



青色ゲルタイプの為、
塗布箇所の確認が容易



乾燥防止



洗浄力向上



製品情報

●製品名：手術器材用スプレー洗剤 LD-10 ●JANコード：4571142845904
●容量：500ml ●pH：7 ●希釈：原液のまま噴霧 ●推奨温度：常温