




符号	日付	変更内容
△		
△		
△		



塗装色・車輪材質と品番の関係（4輪自在）


塗装色	天板表面	使用天板	車輪材質	品番
サカエグリーン	サカエリウム	⑦-①	ゴム車	CSWA-758TJ
サカエホワイトアイボリー	ポリエステル	⑦-②	ゴム車	CSWA-758TJ1
パールホワイト	抗菌・抗ウイルスポリエステル パステルホワイト色	⑦-③	ゴム車	CSWA-758VWJW
			ナイロンウレタン車	CSWA-758VWJNUW
	抗菌・抗ウイルスポリエステル パステルブルー色	⑦-④	ゴム車	CSWA-758VBJW
			ナイロンウレタン車	CSWA-758VBJNUW
	抗菌・抗ウイルスポリエステル パステルグリーン色	⑦-⑤	ゴム車	CSWA-758VGJW
			ナイロンウレタン車	CSWA-758VGJNUW

均等耐荷重：200kg

棚板有効寸法：W728×D478mm

中棚は皿型・フラット型に変更可能

（ ）内は中棚をフラットにした場合の寸法



7-5	天板	1	抗菌・抗ウイルスポリエステル パステルグリーン	
7-4	天板	1	抗菌・抗ウイルスポリエステル パステルブルー	
7-3	天板	1	抗菌・抗ウイルスポリエステル パステルホワイト	
7-2	天板	1	アイボリーポリエステル	
7-1	天板	1	グリーンサカエリウム	
5-4	自在キャスター	2	75φ ナイロンウレタン車	SSG-100-75UH
5-3	自在キャスター（S付）	2	75φ ナイロンウレタン車	SSG-100-75UHS
5-2	自在キャスター	2	75φ ゴム車	STEL-100-75EM
5-1	自在キャスター（S付）	2	75φ ゴム車	STEL-100-75EM(S-1)
3	底棚	1	SPCC-SD	t1.0
2	棚板	2	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	SPHC-P	t2.0
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	H29. 2. 23	3角法	名	ニューCSスーパーワゴン 天板付
承認	設計	製図	尺 度	W900×D600×H900
		横山	1:8	CSWA-758TJ
			図 番	外観図
			葉 番	