






符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



均等耐荷重 350kg (1台当たり)
カンヌキは前後234ミリピッチで移動可能
塗装色:パールホワイト

8	中板	1	SPCC-SD	
7	背パネル	1	SPCC-SD	
6	側パネル	2	SPCC-SD	
5	アジャスター	4	スチール・ゴム	φ40 M12XP1.75
4	カンヌキ	1	SPCC-SD	
3	脚フレーム	2		中棚用角穴付
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	
1	天板	1	トレスパ天板	
品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R3.11.26	3角法	名 称	実験用作業台 扇形支柱
承認	設計	製図		KFT-1875
		尺 度		W1800XD750XH715
		三宅		外観図
		1:15	図 番	葉 番
株式会社 サカイ				