






符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

天板・塗装色と品番の関係

天 板	天板厚さ	塗 装 色	品 番
トレスパ天板	(40)	サカエダークグレー	KHT-1275
特殊アクリル系樹脂天板	30		KHC-1275
耐薬メラミン天板	30		KHM-1275
特殊アクリル系樹脂天板	30	パールホワイト	KHC-1275W
耐薬メラミン天板	30		KHM-1275W



均等耐荷重 350kg (1台あたり)
カンヌキは前後234ミリピッチで移動可能

5	カンヌキ	1	SPCC-SD	1.2t
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロ×ツキ	M12×P1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	1.2t
1	天板	1	品番ニヨリ異なる(上記参照)	
品 番	部 品 名	1台分数量	材 質	備 考
作 成	R 3.11.11	3角法	名 称	軽量実験用作業台
承 認	設 計	製 図		W1200×D750×H800
		尺 度		外観図
		中畑	1:12	
株式会社 サカエ			図 番	葉 番