





符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

天板・塗装色と品番の関係

天 板	天板厚さ	塗 装 色	品 番
特殊アクリル系樹脂天板	30	サカエダークグレー	KHC-1875
	30	パールホワイト	KHC-1875W



均等耐荷重 350kg (1台当たり)

カンヌキは前後309ミリピッチで移動可能

塗装色: サカエダークグレー

6	補強フレーム	1	SPHC-P	2.3t
5	カンヌキ	1	SPCC-SD	1.2t
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロ×ツキ	M12×P1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	1.2t
1	天板	1	特殊アクリル系樹脂天板	

品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R 3.11.11	3角法	名 称	軽量実験用作業台
承認	設計	製 図		W1800×D900×H800
		中畑		外観図
			図 番	葉 番

