






符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



均等耐荷重 200kg (1台当たり)
カンヌキは前後194ミリピッチで移動可能
塗装色: サカエダークグレー

5	カンヌキ	1	SPCC-SD	1.2t
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12×P1.75
3	脚フレーム	2		スライド脚付
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	1.2t
1	天板	1	特殊アクリル系樹脂天板	
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作 成	R 3.11.11	3角法	名 称	軽量実験用高さ調整作業台
承 認	設 計	製 図		TKSC-0960
		中畑		W900×D600×H740~940
			尺 度	外観図
			1:12	
株式会社 サカエ			図 番	葉 番