





ASONE 樹脂メッシュ平袋 特注品お問い合わせフォーマット

この度は、樹脂メッシュ平袋特注サービスにご興味をお持ち頂き誠にありがとうございます。

お見積もり依頼・お問い合わせの際は、下記シートに必要項目をご記入の上、FAXまたはE-mailにてお送り下さい。

簡易図	<p>メッシュ平袋</p>  <p>開口部 (W部分の片方が開口部となります。)</p> 
縫製箇所の細部について	 <p>パイピング (ホツレ防止、包み込み縫製)</p>  <p>パイピング部分の端部は ヒート処理して閉じます。</p>  <p>縫製部分 完成イメージ</p> <p>パイピングの幅は本体のメッシュにより使用する幅が異なるため、最適なものにてご提案いたします。</p>
材質	<input type="checkbox"/> ナイロン <input type="checkbox"/> PET <input type="checkbox"/> テフロン <input type="checkbox"/> その他()
メッシュ、目開き、糸径	<p>メッシュ 目開き 糸径 (ご希望に近い材料にて見積いたします)</p> <p>※網目の大きさが20μm以下のものは、針穴のほうが網目より大きくなる場合がございますので 注文の際にはご注意くださいませ。割高にはなりますが試作などで1点からでの注文も承っております。</p>
寸法 ※外寸・内寸どちらかを 選択してご記入ください。	<input type="checkbox"/> 外寸指定 W × H <input type="checkbox"/> 内寸指定 W × H <p>【外寸】・【内寸】のどちらかの指定になります。 両方の指定はできませんのでご注意ください。</p>
その他	(例:メッシュ2重希望、複数注文時パイピングを色変更などで見分けられるようにしてほしい、など)
数量	
用途	
ご希望納期	西暦20 年 月 日 (<input type="checkbox"/> 迄 <input type="checkbox"/> 頃)
ご予算	
連絡手段	<input type="checkbox"/> メール <input type="checkbox"/> FAX

【注意事項】

- ① 「ご利用規約(規約及び反社会的勢力に関する確認)」並びに「プライバシーポリシー」の「個人情報の取り扱いについて」をお読みいただき、いずれにも同意の上でお問合せください。
- ② ご連絡先をご記入いただいた場合は、①について同意いただいたものとみなします。
- ③ 利用目的に従い必要に応じて、弊社協力会社から直接お客様に連絡させて頂く場合がございます。

■ お客様情報

企業・団体名	
部署名	
お名前	
所在地	
電話番号	
Eメールアドレス	

■ 販売店情報

通常、商品を購入している 販売店名	
----------------------	--

送付先 FAX:03-6386-0690 E-MAIL:tokuchu@so.as-1.co.jp

アズワン株式会社