



Design Your Voice

Hakuzo

【一般医療機器】X線造影材入りスポンジ

届出番号 27B2X00243000162

販売名：ハクゾウ滅菌メジャーゼ



共同開発
西陣病院 外科部長
高木 剛 先生

滅菌済ガーゼ

滅菌済

ハクゾウ滅菌メジャーゼ


目盛りが入った2枚合わせのハイブリッドガーゼです。

5mm間隔で
測定可能

ヘルニア門の大きさを1.5 cm間隔で分類する
2021年版鼠経ヘルニア分類（新JHS分類）に的確に対応できます。



DDPACK包装



ガーゼに不織布を
プラスした「ハイ
ブリッドガーゼ」を使用。
吸水力が向上し、
通常のガーゼより
1.7倍の吸水力



腹腔鏡下鼠経
ヘルニア手術
(TAPP法)での
使用

特長

- ・目盛りを付けることで、腹腔鏡下手術でも、組織、血管、切開部などのサイズを測定できます。
- ・目盛りの長さの長短や5 cmごとにT字にすることで目盛りの読み取りが容易です。
- ・ハイブリッドガーゼを使用しているため、通常のガーゼに比べ吸水力が高いです。
- ・X線写真への写りに優れた緑色造影系を使用しています。

用途

腹腔鏡下手術、胸腔鏡下手術

使用動画は
こちらから

「添文ナビ」アプリを
使ってGS1コードから
添付文書をご確認
できます。

品番	規格	包装	1箱入数	JANコード	GS1コード
2650000	2.5×21 cm 2P 1枚滅菌 60袋入	60袋 / 箱	12箱入 / ケース	4 958286 080215	(01)14958286080212

※詳細は各営業にお問い合わせください。

ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL.06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
三河営業所 ☎0564-54-5447 愛媛駐在所 ☎0898-52-7656
三重営業所 ☎059-350-3844 高松駐在所 ☎087-813-7416
京都営業所 ☎075-603-4826 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320