


【FP1203】 GMP GRADE: A・B

カラー



## 衣服内部からの発塵を抑えた仕様のツナギ服

### ◆特長

- ・ 二重構造の袖口  
→衣服内部からの漏洩発塵を抑制します
- ・ サイドファスナーを採用  
→作業台への接触と前面からの発塵を防ぎます

### 基本スペック

サイドファスナー  
袖口二重構造・裾口ゴム絞り  
ウエストゴム絞り  
導電糸5mmストライプ(黒)

レーザー裁断生地採用  
素材：ポリエステル100%  
サイズ：S～5L  
衿ステンレスホック止め

