

低温インキュベーター

Thermo Scientific™

Heratherm™ Refrigerated Incubators



Heratherm IMP 180/400

ペルティエ技術を装備した冷却システム フロン冷媒未使用でクリーンな操作を実現

- 高い省エネルギー性能
- ファンによる循環方式
- EN、DIN 規格に基づいた性能保証
- 2 年間保証（当社基準）

仕様

機種	IMP180	IMP400
庫内容量	178 L	381 L
温度設定範囲	5~70°C	
温度安定性 (安定運転期間中の温度変動)	20°C 設定時±0.1°C 以下、37°C 設定時±0.1°C 以下	
庫内温度均一性 (庫内 27 点のばらつき)	20°C 設定時±0.2°C 以下 37°C 設定時±0.5°C 以下	20°C 設定時±0.3°C 以下 37°C 設定時±0.7°C 以下
サイズ	内寸 464×543×708 外寸 640×738*1×920*1	544×524×1,335 778×770*2×1545*2
重量	84 kg	167 kg
棚板数 (標準/最大)	2/9	2/17
耐荷重 (棚板 1 枚あたり)	25 kg	30 kg
定格電圧/周波数	100~240 V、50/60 Hz	
定格出力/電流	450 W/5.8 A	900 W/9.5 A
エネルギー消費量 (@ 20°C)	80 Wh	150 Wh

* 1 取手/ディスプレイの奥行 (59 mm) は本体の奥行に含まれません。調整可能な脚部 (35 mm 相当) は本体の高さに含まれません。奥行の壁までの必要な距離: 130 mm

* 2 取手/ディスプレイの奥行 (62 mm) は本体の奥行に含まれません。キャスターの高さ (109 mm) は本体の高さに含まれません。奥行の壁までの必要な距離: 150 mm

オーダーインフォメーション

本体

製品番号	製品名	希望小売価格
51031562	Heratherm 冷却機能付きインキュベーター 180 L	
51031565	Heratherm 冷却機能付きインキュベーター 400 L	

アクセサリー

製品番号	製品名	規格	希望小売価格
棚板			
50127777	棚板 パンチ型 IMP180 用	439×551 mm	
50127766	棚板 ワイヤーマッシュ型 IMP180 用	448×511 mm	
50135241	棚板 パンチ型 IMP400 用	528×498 mm	
50135243	棚板 ワイヤーマッシュ型 IMP400 用	528×503 mm	
オプション			
50126667	スタッキングキット IMP180 用		
50127743	サポートキット、キャスター付き IMP180 用	高さ 187 mm、 キャスター付き	
50128792	ドリップトレイ IMP180 用	405×500×20 mm、 サポートレール付き	
50128815	ペトリディッシュホルダー (50mm) IMP180 用	Φ 50mm、高さ 77mm、 サポートレール付き	
50128819	ペトリディッシュホルダー (90mm) IMP180 用	Φ 90mm、高さ 77 mm、 サポートレール付き	
50134908	ベントガasket IMP180 用		
50152305	ベントガasket IMP400 用		
51901213	左ドアヒンジ IMP400 用 (工場取り付け)		
51900992	ステンレススチールエクステリア IMP180 用 (工場取り付け)		
51901212	ステンレススチールエクステリア IMP400 用 (工場取り付け)		
上面あるいは側面への追加アクセスポート (工場取り付け)			お問い合わせください