

# 一体型遠心濃縮システム

Thermo Scientific™

Savant™ SpeedVac™ DNA130



DNA130

## 核酸の濃縮に適した一体型遠心濃縮システム

- 1 ユニットに遠心システムと真空ポンプを組み込んだ一体型濃縮システム
- マイクロプレートを使った濃縮にも対応
- 3つのプログラムメモリー

### 仕様

機種	DNA130
最大処理量	1.5/2.0 mL チューブ 36 本 0.5 mL チューブ 72 本
チャンバー内温度設定	室温、35~65°C (5°C ごと)
タイマー機能	マニュアルラン、1 min~9 h 59 min
プログラムメモリー	3
最大真空度	10 Torr (1.3 kPa) 以下
リッドの材質	アクリル
寸法 (W×D×H mm)	290×640×290
重量	36 kg
電源	115 V、60 Hz、10 A
消費電力	1,150 W

### オーダーインフォメーション

製品番号	製品名	規格等	入数	希望小売価格
DNA130-115	遠心濃縮システム SpeedVac DNA130	RD36 ローター 標準付属	1	
RD2MP	遠心濃縮用ローター シャローマイクロプレート 2 枚		1	
RD72	遠心濃縮用ローター 72×0.5 mL チューブ		1	
RD48	遠心濃縮用ローター 48×0.5 mL チューブ		1	
RD36	遠心濃縮用ローター 36×1.5 mL チューブ		1	