

微量高速遠心機

Thermo Scientific™

Sorvall™ Legend™ Micro 17/17R、21/21R



Sorvall Legend Micro 21/21R

静かさとパワーを兼ね備えた微量高速遠心機

- 24本のマイクロチューブを遠心できるバイオセーフティーローター標準装備
- コンパクトで優れたデザイン
- 簡便な操作性と静かな運転

仕様

機種	Micro 17	Micro 21	Micro 17R	Micro 21R
最高回転数	13,300 rpm	14,800 rpm	13,300 rpm	14,800 rpm
最大遠心力	17,000 ×g	21,100 ×g	17,000 ×g	21,100 ×g
最大容量 (本×mL)	24×1.5/2.0			
温度設定可能範囲	—	—	-9~40°C	-9~40°C
寸法 (W×D×H mm)	243×352×225	243×352×225	295×445×330	295×445×330
重量	11 kg	11 kg	28 kg	28 kg
電源	100 V、50/60 Hz			
消費電力	170 W	230 W	330 W	360 W

オーダーインフォメーション

製品番号	製品名	入数	希望小売価格
75002432	Sorvall Legend Micro 17 微量高速遠心機	1	
75002437	Sorvall Legend Micro 21 微量高速遠心機	1	
75002442	Sorvall Legend Micro 17R 微量冷却高速遠心機	1	
75002447	Sorvall Legend Micro 21R 微量冷却高速遠心機	1	
75003424	Micro ローター 1.5/2.0 mL×24 バイオセーフティー (標準添付品)	1	
75003465	Micro ローター 5 mL×10	1	
75003436	Micro ローター 0.5 mL×36	1	
75003489	Micro ローター PCR 8×8	1	
75003440	Micro ローター PCR 4×8	1	
75003418	Micro デュアルローター 18×0.5 mL + 18× (2.0 + 1.5) mL	1	
75003473	Micro ヘマトフリットローター ヘマトフリット管×24本	1	
76003252	アダプター 0.5/0.6 mL	24	
76003251	アダプター 0.4/0.25 mL	24	
76003250	アダプター 0.2 mL PCR チューブ	24	