

Thermo Scientific™ 1300 シリーズ



1300 シリーズ

HEPA フィルター 5 年間保証

- アスベスト・ナノカーボンなどの作業を行う場合は対象外となります。
- フィルター交換に伴うホルマリン滅菌作業費・安全性テスト費用は有償となります。

コストパフォーマンスをより高めた安全キャビネット

- キャビネットの状態を常にオンラインでモニタリング
- フィルターの交換時期を容易に判断可能
- 2つの DC モーターで前面ガラスを完全に閉じて内部循環を確保
- 消費電力を抑え、環境に配慮 (CO₂ 排出量 64.7% オフ;当社従来製品比較)

仕様

機種	1320	1322	1355	1345	1368	1370	1357	1347
ワークスペース内寸 (W mm)	900	900	1,200	1,200	1,500	1,600	1,800	1,900
ワークスペース内寸 (D×H mm)	630×780							
外寸 (W mm)	1,000	1,000	1,300	1,300	1,600	1,600	1,900	1,900
外寸 (D×H mm)	800×2,200 (架台含む)							
キャビネット インテリア	Smart Coat	SS*	Smart Coat	SS	Smart Coat	SS	Smart Coat	SS
フィルター数	HEPA H14 EN1822 2 セット							
重量	170 kg	170 kg	200 kg	200 kg	230 kg	230 kg	280 kg	280 kg
電源	100~120 V、50/60 Hz							
消費電力	170 W	170 W	200 W	200 W	310 W	310 W	400 W	400 W

* SS= ステンレススチール SUS304

オーダーインフォメーション

製品番号	製品名	希望小売価格
1321MR	Thermo Scientific 1320 パッケージ	
1323	Thermo Scientific 1322 パッケージ SS インテリア	
1385	Thermo Scientific 1355 パッケージ	
1375	Thermo Scientific 1345 パッケージ SS インテリア	
1369MR	Thermo Scientific 1368 パッケージ	
1371	Thermo Scientific 1370 パッケージ SS インテリア	
1387	Thermo Scientific 1357 パッケージ	
1377	Thermo Scientific 1347 パッケージ SS インテリア	

本体、架台、殺菌灯、アームレスト含む