

# Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i



Maxisafe 2030i  
外寸幅 1600 mm

## トリプル HEPA フィルターで通常のモデルより 10 万倍高い集塵効率を実現

- 抗がん剤等の細胞毒性物質の取り扱い操作に
- エアフローバランスをリアルタイムでモニターし自動補正
- キャビネット内にフルアクセスできる SmartClean Plus
- 省エネルギーに寄与するデュアル DC ファンモーター
- イベントログメモリーとエクスポート機能装備

### 仕様

機種	外寸幅 1,000 mm	外寸幅 1,300 mm	外寸幅 1,600 mm	外寸幅 1,900 mm
ワークスペース内寸 (mm)	W900× D465×H773	W1,200× D465×H773	W1,500× D465×H773	W1,800× D465×H773
外寸 (mm)	W1,000× D870×H2416	W1,300× D870×H2416	W1,600× D870×H2416	W1,900× D870×H2416
HEPA フィルター規格	H14 HEPA、99.995% MMPS (0.3 μm)			
重量	170 kg	200 kg	230 kg	280 kg
電源	100 V、50/60 Hz			
規格	EN12469			

### オーダーインフォメーション

製品番号	製品名	希望小売価格
<b>Maxisafe 2030i 外寸幅 W1,000 mm セット</b>		
50162963	Maxisafe 2030i 外寸幅 W1,000 mm	
50078796	開放型ダクトチャンバー W1,000 mm 用	
50073943	ハンギングバー 6 フック付 W1,000 mm 用	
50156438	エルゴノミクスゲルパット付アームレスト 2 個	
ERG-CR-2330	安全キャビネット用サドル	
<b>Maxisafe 2030i 外寸幅 W1,300 mm セット</b>		
50162964	Maxisafe 2030i W1,300 mm	
50073770	開放型ダクトチャンバー W1,300~W1,600 mm 用	
50156438	エルゴノミクスゲルパット付アームレスト 2 個	
ERG-CR-2330	安全キャビネット用サドル	
<b>Maxisafe 2030i 外寸幅 W1,600 mm セット</b>		
50161169	Maxisafe 2030i W1,600 mm	
50073770	開放型ダクトチャンバー W1,300~W1,600 mm 用	
50156438	エルゴノミクスゲルパット付アームレスト 2 個	
ERG-CR-2330	安全キャビネット用サドル	
<b>Maxisafe 2030i 外寸幅 W1,900 mm セット</b>		
50162965	Maxisafe 2030i W1,900 mm	
50073944	ハンギングバー 12 フック付 W1,200~1,800 mm 用	
50078795	開放型ダクトチャンバー W1,900 mm 用	
50156438	エルゴノミクスゲルパット付アームレスト 2 個	
ERG-CR-2330	安全キャビネット用サドル	