

# Class II 安全キャビネット

Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i



Herasafe 2030i  
外寸幅 1300 mm



SmartClean Plus

## 国際規格 NSF / ANSI 49 に適合した信頼の安全性

- カラータッチスクリーンによる直感的な操作性
- エアフローバランスをリアルタイムでモニターし自動補正
- キャビネット内にフルアクセスできる SmartClean Plus
- 省エネルギーに寄与するデュアル DC ファンモーター
- イベントログメモリーとエクスポート機能装備

## 仕様

機種	外寸幅 1,300 mm	外寸 1,900 mm 幅
ワークスペース内寸 (mm)	W1,200×D465×H780	W1,800×D465×H780
外寸 (mm)	W1,300×D800×H2,265	W1,900×D800×H2,265
HEPA フィルター規格	H14 HEPA、99.995% MMPS (0.3 μm)	
重量	200 kg	280 kg
電源	100 V、50/60 Hz	
規格	NSF / ANSI 49 (クラスII タイプ A2)	

## オーダーインフォメーション

製品番号	製品名	希望小売価格
<b>Herasafe 2030i 外寸幅 W1,300 mm セット</b>		
51032334	Herasafe 2030i W1,300 mm	
50155689	安全キャビネットスタンド Herasafe W1.2 m 用	
81110888	ガスバーナーフットペダル付	
50156438	エルゴノミクスゲルパット付アームレスト 2 個	
ERG-CR-2330	安全キャビネット用サドル	
<b>Herasafe 2030i 外寸幅 W1,900 mm セット</b>		
51032335	Herasafe 2030i W1,900 mm	
50155691	安全キャビネットスタンド Herasafe W1.5 m 用	
81110888	ガスバーナーフットペダル付	
50156438	エルゴノミクスゲルパット付アームレスト 2 個	
ERG-CR-2330	安全キャビネット用サドル	