

# ディスペンサー／分注機

## Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi マイクロプレート試薬ディスペンサー



- 6、12、24、48、96、384、1536 ウェルプレート（高さ 5～50 mm）に対応
- 0.5～2,500  $\mu\text{L}$  の分注に対応
- 高速分注：5 秒（5  $\mu\text{L}$  384 ウェルプレート）、14 秒（1  $\mu\text{L}$  1536 ウェルプレート）
- 高い分注精度を実現（10  $\mu\text{L}$  分注時で CV 3%以下）
- SMART2 はカセットの寿命をモニタリング可能
- ロボット接続にも対応可各種プレートに対応した高速・高精度ペンサー

### 本体仕様

Multidrop Combi	
寸法	W 355×D 330×H 220 mm
重量	9.1 kg
電源	100～240 VAC、50/60 Hz

製品番号	製品	詳細	希望小売価格
5840300	Multidrop Combi	標準添付品	
5840320	Multidrop Combi SMART2	スタンダードディスペンサカセット、1 セット スモールディスペンサカセット (プラスチック、メタル)、各 1 セット FILLit ソフトウェア	

## Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi nL マイクロプレート試薬ディスペンサー



- 96、384、1536 ウェルプレート（高さ 5～50 mm）に対応
- 50 nL～50  $\mu\text{L}$  の分注に対応
- 384 ウェルプレートへ最短 6 秒（50 nL）での迅速分注
- 扱いやすさと信頼性が向上する PC ソフトウェア標準添付
- Multidrop シリーズを踏襲したコンパクトなデザイン
- ロボット接続にも対応可

### 本体仕様

Multidrop Combi nL	
寸法	W 355×D 375×H 220 mm
重量	9.6 kg
電源	100～240 VAC、50/60 Hz

製品番号	製品	詳細	希望小売価格
5840400	Multidrop Combi nL	標準添付品 FILLit ソフトウェア 試薬リザーバ 250 mL	