



Thermo Scientific™ Multidrop™ Pico 8 マイクロプレート試薬ディスペンサー



8ウェル、4ウェルカセット

- 11 pL～10 μL の分注に対応
- 12、24、48、96、384、1536 ウェルプレート（高さ 6～47 mm）に対応
- 試薬やサンプルのデッドボリュームを最大で 10 倍削減
- 従来手法の希釈では 10 分かかる作業を 15 秒で実現
- qPCR ワークフローのスピードアップ
- 最大 8 種類の複数試薬の自動分注が可能
- DMSO、水溶液（界面活性剤を含む）、PCR マスターミックスの分注が可能
- ロボット接続にも対応可

本体仕様

Multidrop Pico 8	
寸法	W 470×D 380×H 230 mm
重量	14.1 kg
電源	100～240 VAC、50/60 Hz

製品番号	製品	入数	希望小売価格
NEW 5840600	Multidrop Pico 8 Digital Dispenser	1 台	
NEW LTR0003	4 ウェル 200 μL 分注ヘッドカセット Pico 8 用	20 個	
NEW LTR0004	8 ウェル 20 μL 分注ヘッドカセット Pico 8 用	20 個	
NEW 81110987	Multidrop PicoIT ソフトウェア制御用 PC Office 付	1 台	

※ Pico 本体には分注ヘッドカセットおよびソフトウェア制御用 PC は添付されておりません。別途ご購入ください。

Thermo Scientific™ Multidrop™ Pico 1 マイクロプレート試薬ディスペンサー



1ウェル 20 μL、200 μL カセット

- 11 pL～10 μL の分注に対応
- 12、24、48、96、384 ウェルプレート（高さ 6～47 mm）に対応（1536 ウェル不可）
- コンパクトなデザイン
- 1 試薬のルーチンの微量分注に最適
- DMSO、水溶液（界面活性剤を含む）、PCR マスターミックスの分注が可能
- Pico 1 はロボット接続不可

本体仕様

Multidrop Pico 1	
寸法	W 310×D 280×H 200 mm
重量	5.9 kg
電源	100～240 VAC、50/60 Hz

製品番号	製品	入数	希望小売価格
NEW 5840500	Multidrop Pico 1 Digital Dispenser	1 台	
NEW LTR0001	1 ウェル 20 μL 分注ヘッドカセット Pico 1 用	30 個	
NEW LTR0002	1 ウェル 200 μL 分注ヘッドカセット Pico 1 用	30 個	
NEW 81110987	Multidrop PicoIT ソフトウェア制御用 PC Office 付	1 台	

※ Pico 本体には分注ヘッドカセットおよびソフトウェア制御用 PC は添付されておりません。別途ご購入ください。