

New style storage

# B-Cube

**Dust Block**

Full Cover  
Non-Contamination

**6 stockers**

200-300 size  
Buff, Pad, Plate

**HERZOG  
JAPAN**


☎ 03-5907-1774

✉ info@h-metallog.com

**Wet Drainer**

Vertical installation  
Drain Pad






“B-キューブ”は「研磨機の横に置ける収納ケース」をコンセプトに、限られたスペースを最大限無駄なく有効活用出来るように収納設計されています。置場に困るバフに最適な指定席を作り、作業者の動線を最短距離にすることで効率UPを図れます。  
幅298(カバー開325), 奥行340, 高さ394mm




6枚収納。バフの間隔を広く確保しているの  
で、出し入れも簡単。



200-305mmまで  
を収納出来ます。  
インチサイズもOK!



強度のある構造な  
ので、天板を研磨材  
や試料置場として使  
うことも出来ます。



連結プレートを接続  
すれば、2段重ねも  
可能。



全面カバーでバフの大  
敵のゴミ、粉塵から守  
ります。



扉カバーには特殊ヒ  
ンジが使われており  
手を離れた位置を  
保持します。



研磨機の隣に置け  
ば、バフのセッティ  
ングの時間短縮が出  
来ます。



バフは濡れたままで  
収納OK! 水受けパ  
レットがしっかりキャッ  
チします。