

家具調トイレ

セレクトR

シリーズ

製品紹介




Video



ノーマル

コンパクト



はねあげ



自動ラップ



製品紹介



Video



お手入れしやすくなった家具調トイレ

汚れやすい部分をプラスチックにして掃除がしやすくなりました。

>> Before

もう少しお手入れをラクにしたい…



便座周りの木部についた尿はしみ込んで臭いが発生します。一度ついた臭いはなかなか取ることができません。



>> After



「日々のお手入れをラクにしたい」という声にお応えしました!

尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ!


- 尿こぼれを防止する長穴便座と先端R形状

標準便座、ソフト便座、暖房便座全て長穴形状(穴長さ31cm)を採用。さらに先端R形状で深座りを誘導し、尿こぼれを防ぎます。



- こぼれガード付き

「こぼれガード」部分が、前方への飛び散りやこぼれを防ぐ機構になっています。



汚れたときも掃除しやすい!

- 汚れやすい部品はプラスチック製に

こぼれた尿が木部につきにくいよう、受け板は前方に段差があります。汚れやすい部品はプラスチック製なので、尿がついても染み込まずに拭き取れます。




使う方の状況にあわせて“セレクト”

ノーマルひじ掛けタイプ



立位移乗に適した、標準的な固定式ひじ掛け。

はねあげひじ掛けタイプ



座位移乗に適した、はねあげ式ひじ掛け。

省スペースを最優先させたい方

コンパクト

ひじ掛け内寸

40cm

本体幅

48cm

奥行

56cm

省スペースコンパクトタイプ

コンパクトなのでお部屋を広く使えます。

自動ラップ機能でらくらく後処理

自動ラップノーマル

ひじ掛け内寸

40cm

本体幅

48cm

奥行

55.5~57.5cm

自動ラップはねあげ

ひじ掛け内寸

42cm

本体幅

54cm

奥行

61cm

標準的な汎用モデル

ノーマル

ひじ掛け内寸

40cm

本体幅

50cm

奥行

58cm

はねあげ

ひじ掛け内寸

42cm

本体幅

54cm

奥行

58cm

座幅に余裕があり、ゆったり座れます

ノーマルワイド

ひじ掛け内寸

46cm

本体幅

56cm

奥行

58cm

はねあげワイド

ひじ掛け内寸

48cm

本体幅

60cm

奥行

58cm

ゆったり排泄ワイドタイプ

ゆったり座れます。座幅に余裕があることで、移乗時の動きがスムーズになります。