



座る  
移動する  
保管する  
ほごだった

# 楽おり Fシリーズ Iシリーズ

折りたたみシャワーベンチ

## 簡単折りたたみ機能

- 片手ですばやく折りたたみ、自立します。
- 腕を曲げずに持ち運べるので、軽い力で楽に移動させられます。
- 折りたたみレバーが座面についているので、前から後ろからも折りたたみを行えます。



一人入浴でも介助入浴でも身体を支えながら折りたたみ動作ができるので転倒予防につながります。

## 安心・安全な構造

### 座面ロック付で安心

座面がふいに折りたたまれるのを防ぎます。



### ジャマにならない湾曲フレーム

横移乗するとき、体を洗うときもジャマにならない湾曲フレーム。



### 前脚の張り出しを低減

前脚の張り出しを抑え、横移乗のときの足の引っかかりを防ぎます。



### FシリーズとIシリーズの違い



Fシリーズの方が折りたたみ幅が薄くなります。



## 円背の方におすすめ 低い背もたれの骨盤サポートタイプ

身体にピッタリフィットする3次元形状で骨盤をしっかり支えます。円背の方の背骨凸部測定データに基づいた独自形状です。


背中も洗しやすい



張り出した背骨の凹凸が当たらない

## 高さ


円背の方でも深く座れます。



骨盤をしっかり支える

## 角度

骨盤をしっかり保持できる角度(105°)に設定しています。



骨盤をしっかり支える

## 湾曲形状

腰のかたちにフィットし、長時間座っても痛くありません。