


取り付け可能な浴槽



浴槽の大きさに合わせて H-S/H-L の2サイズを用意。様々な浴槽に対応できます。

項目	バスボード H-S	バスボード H-L
①浴槽内幅	56~69cm	62~75cm
②浴槽縁幅(奥側) +浴槽内幅	66cm以上	72cm以上
③浴槽縁幅 (浴室側、奥側 共に)	3.5cm以上	

●縁が平らな浴槽に使用すること

●浴槽の縁が傾斜しているものには使用しないこと

取り付けが不安定になり、体重をかけたときにバスボードが動き転倒し、けがの原因になります。

●固定ストッパーを浴槽の壁に当て、固定します。

