

# シルバーカー サンフィール シリーズ

分かりやすい簡単操作

## ポイント 1 操作が覚えにくかった折りたたみが簡単

### ●折りたたむ



①レバーを引く



②折りたたむ

ロック  
されます

### ●セットする



①座面を持って



②押し広げる

ロック  
されます



排泄

入浴

住宅関連

移動・歩行


介護予防

食品

生活支援

部品一覧

## ポイント 2 ワンタッチ高さ調節



黄色のレバーを引き寄せて、上下するだけ！

### ●調節しやすい目印付



サンフィール（ショッピング）	79・83・87・91cm
サンフィール（ウォーキング）	79・83・87・91cm
サンフィール S（ショッピング）	70・73・76・79cm

※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。  
※JANコードの国名およびメーカーコードを表わす49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表わす00221は共通です。