

New color

# ADC225

日本製

## AD ラージゲージアネロイド血圧計



### ラージゲージ

針が長いので測定しやすい  
2色印刷でとても見やすい

赤でわかりやすい  
20 mmごとに赤印刷

“軽量タイプ”



72 mm  
**BIG!**



スケルトン収納ケース付き

販売名	ADラージゲージアネロイド血圧計
価格	
重量	275g
サイズ	ゲージ/72Φ×45mm カフ/140mm×500mm
測定範囲	20~300mmHg
巻き付け範囲	26cm~34cm
材質	ゲージ/強化プラスチック カフ/ナイロン ゴム球・ゴム袋/ラテックス
医療機器届出番号	13B3X00065ADC005
医療機器分類	一般医療機器・クラスⅠ

品番	カラー	JANコード
ADC225M	マゼンタ	4571106317669
ADC225TL	ティール	4571106317676
ADC225N	ネイビー	4571106317683
ADC225DG	ダークグレー	4571106317690

**U-MED**  
U-MED INDUSTRIAL INC.

ユーメド貿易株式会社