



フィルタ/人工鼻/カテテルマウント



Comfort Breathing Every Time

ファーマシステムズ社は1990年より医療器械用フィルタを供給し、その製品は世界60か国以上で使用されています。



IMI 日本総代理店 **アイ・エム・アイ株式会社**

本 社 / 埼玉県越谷市流通団地 3-3-12 〒343-0824 TEL.048(988)4411(代) FAX.048(961)1350

東京本部 / 東京都千代田区岩本町 3-5-12 〒101-0032

顧客サービスセンター

札 幌 / 札幌市東区北22条東 16-4-21 〒065-0022 TEL.011(787)9010 FAX.011(787)9005	仙 台 / 仙台市青葉区上愛子字蛇台原 12 〒989-3124 TEL.022(392)6820 FAX.022(391)1045
新 潟 / 新潟市中央区出来島 1-3-9 〒950-0962 TEL.025(282)7425 FAX.025(282)7426	埼 玉 / 越谷市流通団地 3-3-12 〒343-0824 TEL.048(988)4422 FAX.048(988)4425
千 葉 / 千葉市中央区都町 3-29-1 〒260-0001 TEL.043(235)3288 FAX.043(235)3289	東京中央 / 千代田区三番町 1-5 〒102-0075 TEL.03(6261)4240 FAX.03(6261)4241
東京西 / 八王子市滝山町 1-584-1 〒192-0011 TEL.042(696)3363 FAX.048(988)4482	城南・横浜 / 横浜市港北区北新横浜 2-7-10 〒223-0059 TEL.045(534)1155 FAX.045(534)1158
静 岡 / 静岡市葵区本通 8-3-3 〒420-0064 TEL.054(255)1278 FAX.054(251)8477	名古屋 / 名古屋市中川区尾頭橋 3-3-29 〒454-0012 TEL.052(386)6228 FAX.052(386)6216
金 沢 / 野々市市御経塚 1-520 〒921-8801 TEL.076(248)8520 FAX.048(988)4482	京都・奈良 / 大阪府豊中市原田中 1-9-13 〒561-0807 TEL.06(7668)1350 FAX.06(7668)1355
大阪・神戸 / 大阪府豊中市原田中 1-9-13 〒561-0807 TEL.06(7668)1350 FAX.06(7668)1355	岡 山 / 岡山市北区岡町 17-28 〒700-0867 TEL.086(803)5510 FAX.06(7668)1355
広 島 / 広島市南区要 2-18-21 〒734-0005 TEL.082(255)4640 FAX.06(7668)1355	香 川 / 高松市六条町 1211-1 〒761-0303 TEL.087(813)9256 FAX.06(7668)1355
福 岡 / 福岡市博多区東光 2-22-55 〒812-0008 TEL.092(473)1871 FAX.092(415)5335	熊 本 / 熊本市東区御領 3-2-30-3 〒861-8035 TEL.096(389)5343 FAX.096(389)5344

ホームページ <https://www.imimed.co.jp>

本商品は予告なく仕様を変更させていただくことがありますのでご了承ください。 KPharma-01-2022.06.03-03

2022年6月版





フィルタ

静電式バクテリアフィルタ
ハウジングが透明で内部確認が容易



商品名	バクトラップ ベーシック 25個入り		
商品コード No.	151 23 010		
JANコード	4580274107170		
コネクタ径	器械側	22F	
	患者側	22 M-15F	
1回換気量	250～1500mL		
死腔量	75mL		
抵抗	80Pa ± 20% (30L/min) 205Pa ± 20% (60L/min)		
バクテリア除去率	99.99% 以上		
ウイルス除去率	99.9% 以上		
水分損失	—		
重量	32 g		
医療機器届出番号	11B1X00001000054		
販売名	バクトラップ		
一般の名称	人工呼吸器フィルタ		

フィルタ付人工鼻

適応1回換気量や死腔量などから適切なモデルを選択可能



商品名	ファーマミニ ポート付 (上) 50個入り	ファーマミニ アングル ポート付 50個入り	バクト HME ポート付 25個入り
商品コード No.	151 24 020	151 24 030	151 24 010
JANコード	4580274109181	4580274109198	4580274109068
コネクタ径	器械側	15 M	22 F-15 M
	患者側	22 M-15 F	22 M-15 F
1回換気量	50～900 mL	50～900 mL	250～1500 mL
死腔量	23 mL	23 mL	76 mL
抵抗	250 Pa + 20 % (30 L/min) 580 Pa + 20 % (60 L/min)	250 Pa + 20 % (30 L/min) 580 Pa + 20 % (60 L/min)	115 Pa + 20 % (30 L/min) 290 Pa + 20 % (60 L/min)
バクテリア除去率	99.9 % 以上	99.9 % 以上	99.99 % 以上
ウイルス除去率	99.8 % 以上	99.8 % 以上	99.9 % 以上
水分損失	5.3～5.8 mgH ₂ O/L (Vt=250 mL)	5.3～5.8 mgH ₂ O/L (Vt=250 mL)	3.7～3.8 mgH ₂ O/L (Vt=250 mL)
重量	15 g	15 g	34 g
医療機器認証番号	304ADBZX00048000		
販売名	ファーマシステムズフィルタ付き人工鼻		
一般の名称	単回使用人工鼻用フィルタ		

人工鼻

軽量、小型で汎用的な人工鼻

新生児患者向け人工鼻

自発呼吸患者向け人工鼻



吸引ポート、酸素ポートを装備

商品名	HME 10 ポート付 (上) 50個入り	ファーマネオ ポート付 25個入り	ファーマトラック 多機能タイプ 25個入り*
商品コード No.	151 25 010	151 25 020	151 25 030
JANコード	4580274109204	4580274109211	4580274109228
コネクタ径	器械側	15 M	—
	患者側	22 M-15 F	15 F
1回換気量	50～900 mL	10～50 mL	—
死腔量	23 mL	4 mL	12 mL
抵抗	30 Pa + 20 % (15 L/min) 70 Pa + 20 % (30 L/min) 180 Pa + 20 % (60 L/min)	70 Pa + 20 % (7.5 L/min) 215 Pa + 20 % (15 L/min)	70 Pa + 20 % (30 L/min) 190 Pa + 20 % (60 L/min) 380 Pa + 20 % (90 L/min)
水分損失	6.2～6.3 mgH ₂ O/L (Vt=250 mL)	11.3～11.5 mgH ₂ O/L (Vt=20 mL)	15.7～17.2 mgH ₂ O/L (Vt=500 mL)
重量	13 g	3 g	4 g
医療機器認証番号	304ADBZX00047000		
販売名	ファーマシステムズ人工鼻		
一般の名称	人工鼻 / 気管切開患者用人工鼻		

* ファーマトラック 多機能タイプ 25 個入りは、交換用人工鼻バックをご用意しております(1袋20 個入り)
ファーマトラック用 人工鼻バック 25 袋入り (商品コード No.151 25 040)
ファーマトラック用 人工鼻バック 酸素ポート付 25 袋入り (商品コード No.151 25 050)

カテーテルマウント

伸縮可能なカテーテルマウントは、長さや角度を自在に変えることができ、適切なポジショニングを実現



商品名	ファーマフレックス EX ダブルシーベル ポート付 15M/15F 50 本入り	ファーマフレックス EX 15M/15F-22M 50 本入り	エルボー 15F-22M/15M 25 個入り
商品コード No.	151 26 020	151 26 030	151 26 010
JANコード	4580274109266	4580274109273	4580274109259
コネクタ径	器械側	15 M	15 M
	患者側	15 F	15 F-22 M
死腔量	23～43 mL	21～41 mL	5 mL
チューブ径	15 mm	15 mm	—
長さ	150～210 mm	140～210 mm	—
医療機器認証番号	304ADBZX00049000		
販売名	ファーマフレックス		
一般の名称	単回使用呼吸回路用コネクタ		