

抗ウイルス マスクインナー

光の力で

ウイルス
99%低減

室内の光でも
抗ウイルス

マスクの内側に
セットするだけの
簡単装着

接触冷感

表面
(メッシュ面)

裏面

※感染を完全に防ぐものではありません。

〔ご使用上の注意〕●ご使用後、水で手洗いすることにより10回使用可能です。●10回を超えてのご使用は、抗ウイルス効果が低下する恐れがありますのでおやめください。●マスク本体の交換はご自身の判断で適宜行ってください。●お肌に異常がある場合は使用しないでください。●使用中にあかみ、腫れ、かゆみ等の症状があらわれた場合は、直ちにご使用を中止し、皮膚科専門医師等にご相談ください。●万一臭いにより気分が悪くなった場合はご使用を中止してください。●本品に破れやほつれが生じた場合はご使用を中止し、新しいものと交換してください。●火気のそばでの使用はおやめください。●本来の目的以外には使用しないでください。●感染を完全に防ぐものではありません。●白い粉状のものが見られる場合がありますが、繊維につき問題はありません。●高温多湿を避け、直射日光が当たらない場所で保管してください。●お子様の手の届かない場所に保管してください。

※皮膚貼付試験(パッチテスト)済み/日本産業皮膚衛生協会による24時間の皮膚貼付試験(パッチテスト)において、肌への安全性を確認しております。すべての方にアレルギーや肌トラブルが起こらないということではありません。

●品名/マスクインナー(市販マスクの補助材) ●対象/本体マスクに準ずる ●素材/ナイロン、ポリエステル ●サイズ/H80mm×W120mm(若干のばらつきがあります) ●抗菌剤/酸化タングステン光触媒 ●入数/5枚 ●包装材の材質/ポリプロピレン、紙 ●原産国/日本 ●製造者/小松マテーレ株式会社 石川県能美市浜町ヌ167 TEL. 0761-55-1111

〔販売者〕株式会社ワコウ 〒497-0004 愛知県あま市七宝町桂北海道2055

お問い合わせ先 052-444-3000

<https://wako-clothing.jp>