


ネブライザーキット

医療用吸入器

商品特徴

- 衛生的なディスポーザブルタイプです。
- 倒れても薬液がこぼれにくい設計です。
- 軽量素材を使用しています。
 - ・本体ボトル／T字コネクタ (PC)
 - ・マウスピース (PP)
 - ・蛇管 (PE)
- ラテックス、DEHPフリーです。



- ・スクリューキャップ方式
- ・逆流防止弁付き
- ・薬液量がわかる目盛り付き

※写真はあくまでイメージです。

商品仕様

一般名称	非加熱式ネブライザ
医療機器届出番号	13B2X10160000101
JAN コード	4560217451119
販売名	KOOネブライザーキット
型番	KM-111A
入数	50セット/ケース

噴霧能力	約 2.0ml/分
噴霧粒子径	約 5.0 μ m (マイクロメートル)
薬液ボトル容量	6ml
推奨酸素流量	6 ~ 8LPM
内容 (1セット)	本体ボトル、T字コネクタ、マウスピース、蛇管
標準価格	/ケース

■ 総販売元

オカダ医材株式会社

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島 2-17-5
 TEL : 03-3813-9612 FAX : 03-3813-3095
 大阪支店 〒530-0043 大阪市北区天満 1-21-13
 TEL : 06-6351-6207 FAX : 06-6351-6398
<http://www.okdms.co.jp>

■ 製造販売元

クー・メディカルジャパン株式会社

〒101-0041 東京都千代田区神須町 2-2-5 CTN ビル 8F
 TEL : 03-5577-5901

■ 販売代理店