

お客様 各位

電動サイクルマシン PBE-100(2)「エスカルゴⅡ」仕様変更のご案内

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度「電動サイクルマシン エスカルゴⅡ」の電源コードをこれまでの固定式から着脱式に仕様変更いたしましたので、ご案内申し上げます。

変更点

電源コードをこれまでの固定式から、着脱式に変更いたしました。今までは、電源コードの断線による作動不良の際、機体を送っていただき、弊社にて分解修理をする必要がございましたが、この度の仕様変更により、着脱式電源コードをご購入いただければ、ユーザー様にて簡単に交換が可能になります。これにより、費用の面では、今まで修理の為に要したものと比べ、お客様の負担が大幅に軽減され、修理期間中エスカルゴが使用できないというご不便もおかけしないです済むようになりました。

エスカルゴⅡの電源コードを、着脱式に仕様変更いたしました。



この度の仕様変更に伴う価格変更はございません。また型番、JANコードなども変更ございません。
ご不明な点などございましたら、下記弊社担当者までお問合せ下さい。

株式会社 明成

東京都中野区東中野3-16-14	電話	03-5331-8601
担当	FAX	03-5331-8604

株式会社 **明成**
MEISEI CORPORATION