

新発売

車いす用可搬形スロープ


介護保険レンタル対象品(貸与マーク取得済)

特許出願中


ケアスロープ® T

車いす用傾斜対応スロープ

勾配のある場所でもケアスロープ®を安定設置できます！




勾配のある場所にスロープを置くと
隙間が発生、設置が不安定...



この隙間を補う事で
設置が安定します！

特長

- ◆ ケアスロープ®と地面の隙間に本製品を敷き、脱輪防止アームをセットするだけの**簡単設置!**
- ◆ 高さ調整ができ、**4cm~6cm**まで対応可能です！
- ◆ 本製品は脱輪防止アームを付け替える事で**左右どちらでも設置可能です!**




ケアスロープ® Tとは

ケアスロープ®と傾斜補正台 (CS-T)を組み合わせた**車いす用傾斜対応スロープ**です。

ケアスロープ®
CS-150 ~ CS-285C

傾斜補正台
(CS-T)


ケアスロープ® T



※ケアスロープ®Tは一部仕様変更になる場合があります。

傾斜補正台(CS-T)規格表

製品名	ケアスロープ®T専用傾斜補正台
品番	CS-T
標準小売価格	
JANコード	4958519550003
重量	約3kg
耐荷重	300kg ※スロープにセットした状態
サイズ	奥行 約29cm～30cm × 幅 約75cm
高さ調整範囲	4cm～6cm
対応傾斜(勾配斜度)	3°～5°
材質	ステンレス・樹脂
付属品	六角レンチ(4mm)



注)ケアスロープ®とセットでご使用ください。
CS-T単体でのTAISコードの登録はございません。

ケアスロープ®T 標準価格表

品番	TAISコード	傾斜補正台	対応スロープ	標準小売価格 【CS-T+スロープ】 (税別)	レンタル価格	利用者負担【1割】	利用者負担【2割】	利用者負担【3割】
CST-150	00093-000059	CS-T	CS-150					
CST-175	00093-000060		CS-175					
CST-200	00093-000061		CS-200					
CST-240	00093-000062		CS-240C					
CST-285	00093-000063		CS-285C					

【発売元】

 **ケアメディックス株式会社**



〒113-0034
東京都文京区湯島 3-23-1SKビル2階
TEL.03-3837-0551 FAX.03-3837-0554

ホームページはコチラ
<http://www.caremed.co.jp/>

【お問合せ先】