

タフシロン 締め付けないのに超安定!!

人工筋肉膝サポーター

ネクスト

✓ **人工筋肉・タフシロン®採用**

シリコーン(タフシロン®)が膝蓋骨周囲の筋肉に沿って膝をサポート!
固定感がないから動きやすい!

✓ **膝蓋骨周囲360度サポート構造**

膝蓋骨周囲の6つの大きな筋や腱を包み込み、膝のぐらつきを安定させます。

✓ **ズレ落ちにくい!!**

生地内側にダウンストップ加工。
履き心地はそのままにズレ落ち機能追加!



岐阜大学
医学部
共同研究

本製品は岐阜大学医学部と共同研究を行い、開発された商品です。

従来の膝サポーターには、膝蓋骨(膝の皿)を安定させようとする、動きにくくなるという問題がありました。そこで医療現場で活躍の高柔軟性・高伸縮性のシリコーン素材(タフシロン®)を用いて、「膝蓋骨の安定」と「動きやすさ」を両立させた膝サポーターを開発しました。

医療現場で活躍のタフシロン。 まさに人工筋肉!筋肉の動きを再現!

タフシロンは医療の現場で使用されている臓器シミュレータを製造するタナック社が、人体の物性の再現するために開発した超弾性シリコーン素材です。筋肉のようなしなやかな柔らかさを特徴としているため、まさに人工筋肉として動きをサポート。



膝を包み込むように 360度サポート

日常生活動作で膝に不安を抱えられている方は多いです。この膝サポーターは布部の適度な締め付けが膝関節を安定させ、大腿四頭筋の下方を包む様に配置した特殊シリコーン加工がその動きを助け、膝に力が伝わるようになります。

金園町接骨院 田中先生



販売名	規格	材質	価格(税抜)	ケース入り数	サイズ(mm)		重量(g)	原産国	JANコード
					バラ	ケース			
人工筋肉膝サポーター ネクスト	Mサイズ 1枚	シリコーン (タフシロン®)		24	H 172	H 136	27	日本	4589720790829
	Lサイズ 1枚				W 120	W 410			4589720790836
					D 25	D 296			

TenderSense

製造販売元: 株式会社タナック
〒500-8185 岐阜県岐阜市元町4-24

TEL:058-263-6381 FAX:058-263-6382
タナック公式サイト <https://tendersense.jp/>

<FLY-02901>