

SURGICAL MASK

3層立体サージカルマスク

ウイルス飛まつなどをブロック



3層構造

ウイルス飛まつ
菌の粒子



個別包装

日本産業規格 JIS T 9001	
医療用マスククラス1 認証番号番号 AM2205005	
細菌透過率	≤ 0.05%
ウイルス透過率	≤ 0.05%
静電気発生率	≤ 0.05%
静電気発生率	≤ 0.05%
静電気発生率	≤ 0.05%



日本工業規格
認証マーク取得

PM10: 飛沫粒子捕集効率 99% / PM2.5: 飛沫粒子捕集効率 99%
VFE: ウイルス飛まつ捕集効率

特長

- やわらかいフォームで耳が痛くなりにくい
- 3層構造でウイルス飛まつ・微小粒子などをしっかりブロック
- 3段プリーツ加工で、鼻や口もとの空間をしっかりキープ

ふつうサイズ
約95×175mm

50枚入
MADE IN CHINA

コードNo.	品名	サイズ	包装形態	ケース入数	長さ×幅×奥行(単位:mm)/重量	JANコード (ITFコード)
E06-405080-00	3層立体サージカルマスク 50枚入	約95×175mm	オープン	50枚/箱 × 40箱/ケース	【箱 縦】90×180×100/約204g	4 497481 574551 1497481574552
					【ケース】380×530×200/約 8.7kg	
E06-405081-00	3層立体サージカルマスク 50枚入 個別包装	約95×175mm	オープン	50枚/箱 × 40箱/ケース	【箱 縦】120×205×180/約200g	4 497481 574551 1497481574552
					【ケース】520×530×430/約11.1kg	

※ 包装形態は、各ケースごとに異なる場合があります。ご了承ください。

川本産業株式会社

本社/大阪府中津市有馬丁135番4号
東京支店/東京都千代田区有明3-10-10 有明ビル 4階402号
https://www.kawamoto-industry.com/jp

● ご注文・お問い合わせは