

多くのご施設で、ご使用いただいている

## 蓄尿袋シリーズ

日本製



消臭・ホワイト蓄尿袋



蓄尿袋(プライバシー保護タイプ)




蓄尿スタンド使用例


片面を白く印刷することで、背景や隣り合った尿の色に影響されず  
正確な量、色観察を可能にした消臭・ホワイト蓄尿袋と、  
患者様のプライバシー保護に配慮した蓄尿袋(プライバシー保護)の  
2種類をご用意しています。



プライバシー保護タイプは、サイドの窓から性状の観察ができます。  
容量の確認も簡単です。



黄色尿



血尿

材 質：ポリエチレン  
サ イ ズ：横205mm×縦360mm  
容 量：2,500ml

商品名	品番	入数	単位	定価	JANコード
消臭・ホワイト蓄尿袋 100枚×10箱	N1003	100枚×10箱	ケース		4517850000549
蓄尿袋(プライバシー保護) 100枚入	N1003A	100枚	箱		4517850000945