

接続管

No.1 太径

単回使用


EOG 滅菌済

透明で軽量、流動状態の観察が容易です。

材質：TPX樹脂製

サイズ：先端の太さ4mm×チューブ挿入部太さ7.5mm×長さ54mm

※個包装



No.2 細径

単回使用

EOG 滅菌済

透明で軽量、流動状態の観察が容易です。

先端が細いので内径の細いチューブやカテーテルに最適です。

材質：TPX樹脂製

サイズ：先端の太さ2.5mm×チューブ挿入部太さ7.5mm×長さ54mm

※個包装



No.10 ロックリング付き

単回使用


EOG 滅菌済

PTCDカテーテルなどの先端接合部と、チューブを接続するロック式専用接続管です。

材質：PP樹脂製

サイズ：先端の太さ6mm×ロック差込口4mm×長さ59mm

※個包装



No.11 バルーン専用

単回使用

EOG 滅菌済

多用されているバルーンカテーテル用として開発しました。

透明で軽量、挿入カテーテルに負担がかかりません。長さも使いやすい59.5mmです。

材質：PP樹脂製

サイズ：先端の太さ6mm(カテーテル挿入部8mm)×長さ59.5mm

※個包装



商品名	品番	入数	単位	定価	JANコード
接続管 No.1 太径 50個入	NO.1	50個	箱		4517850000365
接続管 No.1 太径 10個入	NO.1A	10個	袋		4517850001317
接続管 No.2 細径 50個入	NO.2	50個	箱		4517850000372
接続管 No.2 細径 10個入	NO.2A	10個	袋		4517850001324
接続管 No.10 ロックリング付き 30個入	NO.10	30個	箱		4517850000402
接続管 No.10 ロックリング付き 10個入	NO.10A	10個	袋		4517850001379
接続管 No.11 バルーン専用 30個入	NO.11	30個	箱		4517850001164
接続管 No.11 バルーン専用 10個入	NO.11A	10個	袋		4517850001386