

逆流を防ぐ二重構造だから使いやすくて安心!

オートバッグ

色々な条件のもとで、あらゆる嘔吐処理を合理的に処理するために
ナースの方々の研究によって完成した嘔吐処理バッグです。



ノロウイルス
対策

救急外来



小児科

救急車

学校保健室等

材 質：ポリエチレン
色：不透明クリーム
サ イ ズ：横250mm×縦320mm
容 量：1,000ml

逆流防止機能付き



開口部の縁に折り曲げ用の
芯が入っており、使用時と
使用後に使います。

商品名	品番	入数	単位	定価	JANコード
オートバッグ 50枚入	N10047	50枚	袋		4517850000259