


ふくらはぎに装着できる蓄尿バッグ

ユーリン・ミニ・バッグ [セット] 特1ロング

本品は尿管皮膚瘻手術後の蓄尿バッグです。
障害者総合支援法により、非課税です。

- 小型・軽量で動きやすい!
- 外部から目立ちにくい!
- ネジ付き排泄栓だから扱いやすい!

材質: 塩ビ/ABS/EVA
サイズ: 横128mm×縦235mm
《上部チューブ》
内径6mm×外径8mm×長さ935mm
容量: 350ml(目盛25ml刻み)
添付接続管: No.11 パルーン専用
ネラトンカテーテル用接続管

尿逆流
防止弁
付き

体型に合わせて
足ベルトと
チューブが
カットできます。

商品名	品番	入数	単位
ユーリン・ミニ・バッグ [セット] 特1ロング ※	N10012BL	ユーリン・ミニ・バッグ特タイプ① ロング 350ml 4枚 伸縮足ベルト	箱
伸縮足ベルト 2本入	N10015A		袋

JANコード
4517850001683
—

※は、受注生産品となります。

ドレナージ・チューブ

ドレナージ・チューブ


ドレナージ・チューブ Bタイプ

Bタイプは胆汁・ドレナージバッグシリーズ各種、ユーリン・ミニ・バッグ標準タイプ・特タイプ①に接続可能です。

【接続管に適用するチューブの太さ】
パルーンカテーテル=12~26フレンチ
ネラトンカテーテル=9号~16号

- 軟質のため捻れによる反発力が少なく、挿入チューブに対して影響が僅かです。
- 材質は温度による硬軟の変化が僅少です。

ドレナージ・チューブ



ドレナージ・チューブ Bタイプ

材質: 塩ビ
サイズ: 内径6mm×外径8mm×長さ975mm

【ドレナージチューブ Bタイプに付けられている接続管】

材質: ポリプロピレン

サイズ: 長さ33mm

《ドレナージチューブBタイプ接続部》内径5.13mm×外径6.13mm

《ドレナージチューブBタイプ接続部でない方》内径4.7mm×外径6.13mm

商品名	品番	入数	単位
ドレナージ・チューブ 20本入 ※	N10045	20本	箱
ドレナージ・チューブBタイプ 5本入 ※	N10045B	5本	袋

JANコード
4517850000426
4517850003113

- ・「ドレナージチューブ」に付けられている接続管は単品販売しております。詳細は別途接続管カタログ「接続管 No.11 パルーン専用」をご覧ください。
- ・「ドレナージチューブ Bタイプ」に付けられている接続管の単品販売はございません。

※は、受注生産品となります。