

持ち手があるから
調整しやすい

背張り調整

ノーパンクタイヤ仕様
背・座クッション装備

× 標準車いす

BACKS ボックス

2022年12月発売予定

BK22-40SB


[後輪22in, 前座高43cm仕様]
シート: No.82チャコールグレー
重量: 13.6kg

BK16-40SB

[後輪16in, 前座高43cm仕様]
シート: No.82チャコールグレー
重量: 12.8kg

参考価格

非課税

 手動車いす 100kg
使用者最大体重(積載物含む)



カワムラサイクル

- 本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2811
- 東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷1丁目8番3
TEL: 03-3874-3511 FAX: 03-3874-3514
- 名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町1丁目3番11
TEL: 0568-52-4800 FAX: 0568-52-4802
- 本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1
TEL: 078-969-2800 FAX: 078-969-2822
- 福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原1丁目18番3
TEL: 092-882-4722 FAX: 092-882-4723

代理店