

— 細胞診用スライドガラス 『 サイトキャッチスライド 』 —

『 サイトキャッチスライド 』は、新たに開発した剥離防止剤をコートした細胞診用のスライドガラスで、体腔液や尿などの剥離しやすい液状検体や液状検体化細胞診（LBC）に最適です。

塗抹は直接塗抹法、オートスメア法、すり合わせ法、引きガラス法等、従来品と同様に染色方法はパパニコロウ染色から免疫染色等にご使用できます。

★製品紹介



製品名；サイトキャッチスライド
 検体 ；直接塗抹検体、液状検体
 塗抹 ；直接塗抹法、オートスメア法、すり合わせ法、引きガラス法



製品名；LBC スライドグラス
 検体 ；液状検体、LBC 検体
 塗抹 ；オートスメア法、各 LBC 法
 特長 ；黒枠を設け鏡検範囲の限局化



★細胞接着力の比較；生理食塩水へ口腔内細胞を浮遊させ検体とした。塗抹-すり合わせ法。



★価格表

品番	品名	フロストの色	フロスト幅	入数	価格（税別）
51162C	サイトキャッチスライド	ホワイト	20mm	100 枚 /1 箱	
51262C		イエロー			
51362C		ピンク			
51462C		ブルー			
51562C		グリーン			
11912	LBC スライドグラス	ホワイト			