

3R NIOSH N95 マスク

N95 医療用 マスク

NIOSH 国立労働安全衛生研究所 認定品

20枚セット





FT-N040
折りたたみ型



FT-N058
カップ型

4層の高性能フィルタが ウィルス飛沫等しっかりブロック

医療の現場でも多く使われている、NIOSH 認証「N95」マスク。5 μ m 以下の飛沫核に付着した病原体を 95%以上捕集、空気中のウィルスや微粒子まで遮断でき、着用者の肺への病原体の進入を防ぐことができます。



NIOSH 国立労働安全衛生研究所 認定品

FT-N040 (NIOSH 製品番号 TC-84A-7861)

FT-N058 (NIOSH 製品番号 TC-84A-7863)

※N95マスクの模倣品にご注意ください

マスク本体に NIOSH の認証番号、ロゴが印字されていない場合、認証された N95 ではありません。

医療従事者、患者家族に。医療の現場で通用する抗ウイルスマスクです。

製品特長 (FT-N040 / FT-N058 共通)



— point01 —

頭かけなので耳への負担なし

頭にゴムをかけるので、耳に負担がありません。また、接触面が痛くなりにくい平ゴムを採用しているため、長時間の作業にもお勧めです。また伸縮性に極めて優れているポリウレタン弾性繊維のスパンデックスを採用。頭にしっかりとフィットします。



3D立体構造①

隙間なく
密着する

3D立体構造②

呼吸や会話
しやすい

— point02 —

3D 立体構造で隙間なく密着

呼吸や会話がしやすいのに、顔に隙間なく密着する3D 立体構造。マスクに隙間がないので、横からウイルスや細菌の侵入を防ぎます。



FT-N040

・ワイヤー+内側にスポンジ

FT-N058

・ワイヤー+鼻部分に
ポリウレタン

— point03 —

鼻の形に合わせてしっかり吸着

金属製のワイヤーでしっかりホールドします。それぞれ鼻との接地面には FT-040 はスポンジ、FT-058はクッション性のあるポリウレタンを搭載しています。

製品仕様

FT-N040 (折りたたみ型)

JAN	4589557953916
サイズ	約 120×155×8mm (折り畳み時)
素材	【マスク部】 不織布 (スパンボンド、ポリエステル、メルトブロー) 【ノーズフィット】 スポンジ、プラスチック、内部に鉄 【平ゴム】 スパンデックス
重さ	約 7.5g (1枚あたり)
耳ゴムの長さ	上: 320mm、下: 300mm
使用制限時間	最長 8 時間 ※使用環境によって異なる
NIOSH 製品番号	TC-84A-7861

FT-N058 (カップ型)

JAN	4589557953923
サイズ	約 140×125×50mm
素材	【マスク部】 不織布 (スパンボンド、ポリエステル、メルトブロー) 【ノーズフィット】 PU (ポリウレタン)、プラスチック、内部に鉄 【平ゴム】 スパンデックス
重さ	約 11g (1枚あたり)
耳ゴムの長さ	上: 320mm、下: 300mm
使用制限時間	最長 8 時間 ※使用環境によって異なる
NIOSH 製品番号	TC-84A-7863

注意事項

- ※本品は転売品ではございません。
- ※内層に肌当たり優しい不織布を採用しております。
- ※本品は使い捨てです。再利用はしないでください。
- ※新型コロナウイルスの影響により、マスクの製造原価が高まっております。当製品と同等な製品で価格に差がある製品も存在します。予めご了承の程よろしくお願い致します。
- ※ご自身にフィットする N95 マスクをお選びください。

3Rの防疫製品を見る



読み取り機能が付いていないスマホをお持ちの方や、パソコンをご使用の方は下記の URL を入力し、アクセスしてください。

<https://3rrr-btob.jp/antivirus/>

