





符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



天板・塗装色と品番の関係

天板	本体 塗装色	品番
メラミン天板	パールホワイト	CHM-157W
	ダークグレー	CHM-157D
アクリル系樹脂天板	パールホワイト	CHC-157W
	ダークグレー	CHC-157D

均等耐荷重：500kg

カンヌキは前後234ミリピッチで移動可能

5	カンヌキ	1		
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12XP1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2		
1	天板	1	t30 パーチ	1500×750
品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R4.9.14	3角法	名 称	中量実験用作業台
承認	設計	製図		CH (M・C) タイプ
		大迫		W1500×D750×H800
		1:15		外観図
株式会社 サカエ			図番	葉番