



符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

天板	本体 塗装色	品番
特殊アクリル系樹脂天板	パールホワイト	CF C-1575P
メラミン天板	パールホワイト	CFM-1575P

均等耐荷重 500kg（1台あたり）
カンヌキは前後234ミリピッチで移動可能
塗装色：パールホワイト

8	中板	1	SPCC-SD	
7	背パネル	1	SPCC-SD	
6	側パネル	2	SPCC-SD	
5	アジャスター	4	スチール・ゴム	φ40 M12XP1.75
4	カンヌキ	1	SPCC-SD	
3	脚フレーム	2		中棚用角穴付
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	
1	天板	1	上記参照	

品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R4.11.14	3角法	名 称	実験用作業台 扇形支柱
承認	設計	製図		CF (C・M) -1575P
		尺 度		W1500×D750×H715
		大迫		1:15 外観図

	株式会社	サカイ	図 番		葉 番	
--	------	-----	-----	--	-----	--

