





符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



天板	本体 塗装色	品番
特殊アクリル系樹脂天板	パールホワイト	CF C-1875P
メラミン天板	パールホワイト	CFM-1875P



均等耐荷重 500kg (1台当たり)
カンヌキは前後234ミリピッチで移動可能
塗装色：パールホワイト

8	中板	1	SPCC-SD	
7	背パネル	1	SPCC-SD	
6	側パネル	2	SPCC-SD	
5	アジャスター	4	スチール・ゴム	φ40 M12XP1.75
4	カンヌキ	1	SPCC-SD	
3	脚フレーム	2		中棚用角穴付
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	
1	天板	1	上記参照	
品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R4.11.14	3角法	名 称	実験用作業台 扇形支柱
承認	設計	製図		CF (C・M) -1875P
		尺 度		W1800×D750×H715
		大迫		1:15
			図 番	葉 番