





符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



天板・塗装色と品番の関係

天板	本体 塗装色	品番
メラミン天板	ダークグレー	CDM-1875D
アクリル系樹脂天板	ダークグレー	CDC-1875D



均等耐荷重：500kg

塗装色：ダークグレー

カンヌキは前後234ミリピッチで移動可能

5	カンヌキ	1		
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12XP1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2		
1	天板	1	t30 パーチ	1800X750
品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R4.9.14	3角法	名 称	中量実験用作業台
承認	設計	製図		CD(M・C) - 1875D
		尺 度		W1800×D750×H900
		大迫		1:15 外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番