




符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



耐荷重：20kg
塗装色：サカエグリーン（粉体塗装）

- 取付可能機種
- ・CSP-6083(Y)
 - ・CSP-6084S
 - ・CSP-6083DSE
 - ・CSP-6083JP

品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R 3 . 9 . 2 1	3角法	名 称	C S パールワゴン用パンチングパネル
承認	設 計	製 図		C S P - 4 0 8 8 Z P
		中畑		外観図
		1 / 4	図 番	葉 番
株式会社 サカエ				