





符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



天板	本体 塗装色	品番
特殊アクリル系樹脂天板	ダークグレー	TKSC-1875
メラミン天板	ダークグレー	TKSM-1875



均等耐荷重 200kg (1台あたり)
カンヌキは前後234ミリピッチで移動可能

5	カンヌキ	1	SPCC-SD	1.2t
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12XP1.75
3	脚フレーム	2		スライド脚付
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	1.2t
1	天板	1	ハニカム	30t
品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R4.9.20	3角法	名 称	軽量実験用高さ調整作業台
承認	設計	製図		TKS(C.M)-1875
		大迫		W1800×D750×H740~940
		1:12		外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番