




符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



天板・塗装色と品番の関係

天板	本体 塗装色	品番
メラミン天板	パールホワイト	CSM-189W
	ダークグレー	CSM-189D
アクリル系樹脂天板	パールホワイト	CSC-189W
	ダークグレー	CSC-189D

均等耐荷重：500kg

カンヌキは前後309ミリピッチで移動可能

6	補強フレーム	1		
5	カンヌキ	1		
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12XP1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2		
1	メラミン天板	1	t30 パーチ	1800×900
品番	部 品 名	1台分数量	材 質	備 考
作成	R4.9.8	3角法	名 称	中量実験用作業台
承認	設計	製図		CS (M・C) タイプ
		尺 度		W1800×D900×H740
		大迫		外観図
		1:15	図 番	葉 番
株式会社 サカエ				