






符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



天板・塗装色と品番の関係

天板	本体 塗装色	品番
メラミン天板	パールホワイト	CSM-127W
	ダークグレー	CSM-127D
アクリル系樹脂天板	パールホワイト	CSC-127W
	ダークグレー	CSC-127D



均等耐荷重：500kg

カンヌキは前後234ミリピッチで移動可能

5	カンヌキ	1		
4	アジャスター	4	ABS・ユニクロメッキ	M12XP1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2		
1	天板	1	t30 パーチ	1200×750
品番	部 品 名	1台分数量	材 質	備 考
作成	R4.9.8	3角法	名 称	中量実験用作業台
承認	設計	製図		CS (M・C) タイプ
		大迫		W1200×D750×H740
		1:15		外観図
株式会社 サカイ			図番	葉番